



medical brain®

PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN REMOTA DE PACIENTES (RPM)

OXÍMETRO DE PULSO GUÍA DE INICIO

Medical Brain se ha asociado con Wellue® para ofrecerte un excelente oxímetro de pulso que cumple con las directivas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

En esta guía encontrarás:

- 1- Todos los pasos necesarios para enlazar (conectar) este oxímetro de pulso con la aplicación Medical Brain.
- 2- Cómo tomar mediciones regularmente.



medical brain®

BIENVENIDO,

Tu doctor te ha seleccionado para el Programa de Monitorización Remota de Pacientes (RPM) del Medical Brain con TUS necesidades médicas en mente. Estamos conectados con tu doctor.

Tú y tu salud son nuestra prioridad.

The Medical Brain Team

El programa RPM del Medical Brain te ofrece:



Un oxímetro de pulso seleccionado para ti por tu doctor.



La aplicación Medical Brain. Tu asistente de salud que analiza tu información clínica y signos vitales para identificar factores de riesgo y facilitar una rápida intervención y tratamiento por parte de tu doctor.



El equipo del Medical Brain a disposición para ayudarte con tu salud cuando más lo necesites.

1

¿Cómo empezar?

Nuestro equipo de servicio al Cliente te llamará dentro de un periodo de dos días hábiles después de que hayas recibido tu(s) dispositivo(s). En esta llamada, te ayudaremos a conectar tu oxímetro de pulso, tomar tu primera medición, y te explicaremos las funciones principales de la aplicación Medical Brain.

Los próximos pasos (del 2 al 11) te mostrarán el proceso necesario para conectar tu oxímetro de pulso con el Medical Brain. Este proceso se debe hacer solo una vez y lo harás por teléfono con la ayuda de nuestro equipo.

2

Preparamos tu dispositivo y móvil para tomar tu primera medición.


Asegúrate de que Bluetooth esté activado en tu móvil.

Si está desactivado, ¿cómo lo enciendo?

- 1 Dirígete a la pantalla de inicio de tu móvil
- 2 Toca en el ícono "Configuración/Ajustes"
- 3 Busca  "Bluetooth" en la lista
- 4 Activa "Bluetooth" tocando el botón 

3

Instala las pilas (incluidas) en tu oxímetro de pulso



Instala las pilas (incluidas) en tu oxímetro de pulso respetando las polaridades (+) y (-) de las pilas.


4

Toma tu primera medición

Coloca el oxímetro de pulso en el dedo índice, mayor o anular con la pantalla mirando hacia ti.

Espera 2 segundos, el oxímetro se encenderá automáticamente y comenzará a medir.

La medición que se muestra en la pantalla se envía automáticamente al Medical Brain.



5

Otorga acceso

En este momento, tu oxímetro de pulso se está conectando con tu móvil y la aplicación Medical Brain.

Para habilitar la conexión, por favor permite todas las solicitudes de Bluetooth y Ubicación.

Si no se permiten estos permisos, el enlace (conexión) no se podrá realizar.

**"Medical Brain" quiere acceder a
Bluetooth**

Te permite conectar dispositivos con
Bluetooth y enviar la información
automáticamente al Medical Brain

NO PERMITIR

OK

**¿Permitir que "Medical Brain"
pueda acceder a la ubicación
de este dispositivo?**


RECHAZAR

PERMITIR

6

Ver la medición

- Medical Brain te mostrará tu primera medición.
- Toca el botón "Listo" para ver la medición en el chat.



Nota: Después del paso anterior, si recibiste más de un dispositivo, la aplicación te llevará a la pantalla "Parámetros" para enlazar (conectar) el siguiente dispositivo.

¿Cómo tomar mediciones regularmente?

Simplemente abre la aplicación Medical Brain, toma tu nivel de oxígeno y confirma tu medición cuando Medical Brain te lo solicite.

La medición se mostrará en el chat y quedará registrada en tu historial para que tú y tu doctor puedan verla.



Medical Brain te ofrece muchas más funciones:

Habla (o escribe) al Medical Brain en cualquier momento. MB comprende con precisión tu estado clínico actual e identifica factores de riesgo facilitando una rápida intervención y tratamiento por parte de tu doctor. Puedes informar datos como:

- *Mis medicamentos me dan náuseas. ¿Qué debería hacer?*
- *Mi presión arterial es de 120/80*
- *Necesito renovar mi medicamento*
- *Me gustaría programar una cita con mi doctor*

Monitorea tus mediciones

Todas tus mediciones se guardarán y se mostrarán en la aplicación Medical Brain dentro de la pantalla "Mi Salud" > "Parámetros" > "Nivel de oxígeno y Pulso" > "Historial".





Tu asistente de salud personal que colabora con tu doctor y te ayuda a controlar ciertas enfermedades, como cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), Covid-19 y más.


¿Qué funciones tiene el Medical Brain?



Analiza continuamente tu historia clínica y toda información aportada al Medical Brain -por tu doctor y por ti- para comprender con precisión tu estado clínico actual.



Si experimentas un cambio en tu salud, Medical Brain le notificará a tu doctor para que obtengas rápidamente una intervención y un tratamiento.



No. He estado limitando mi sal.

Entregado 10:34 AM

Gracias por hacérmelo saber. Tu presión arterial de 182/105 está elevada. Se recomienda evaluación de tu doctor.

10:35 AM

Dr. Smith ha sido notificado. Es posible que sea necesario ajustar tus medicamentos para la presión arterial.

10:36 AM

Dr. Smith quiere que tomes una dosis adicional de 5 mg de Amlodipine ahora y que aumentes tu dosis de Amlodipine a 10 mg diarios a partir de mañana.

Vuelve a tomar tu presión arterial en 2 horas para asegurarte de que tu presión arterial responda al medicamento.

Si desarrollas algún síntoma, como dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dirígete al departamento de emergencias para una evaluación.

10:40 AM

Gracias. Entendido. Tomaré ahora el Amlodipine.

Entregado 10:47 AM

Comunícate con Medical Brain via chat



Genera un resumen médico inteligente (IMS) con toda la información importante sobre tu historia clínica y tu estado de salud actual.



Según tu estado clínico, Medical Brain te ayudará a programar citas médicas, comunicarte con tu doctor, recibir respuestas a tus preguntas, controlar tus medicaciones diarias, pedir renovación de medicamentos, o derivaciones a especialistas.

Mi Salud		
Parámetros	IMS	Resultados
RESUMEN MÉDICO INTELIGENTE		
PROBLEMAS AGUDOS		
Hypertensive urgency		03/18/2021
PARÁMETROS IMPORTANTES		
Blood Pressure	182/105	03/18/2021 10:30
Heart Rate	82	03/18/2021 10:30
RESULTADOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO RELEVANTES		
Creatinine	0.89	02/10/2021
eGFR	65	02/10/2021
Potassium	4.4	02/10/2021
Ejection Fraction	62%	03/15/2020
DIAGNÓSTICO MÉDICO ACTUAL		
Hypertension	Exist	06/10/2015
Hypercholesterolemia	Exist	06/10/2015
Coronary Artery Disease	Exist	01/23/2017




Una vez disponibles, Medical Brain muestra tus resultados de laboratorio y diagnóstico, para que tú y tu doctor puedan verlos.



Comunícate en cualquier momento vía chat con mensaje de texto o audio. MB te entiende y conoce tu perfil de salud para brindarte una atención médica precisa y coordinada.



Mantiene tus comunicaciones y datos de manera segura y protegida.





medical brain®

**Tú y tu salud
son nuestra prioridad.**

Para hablar con nuestro equipo de Atención al Cliente,
por favor llama al (888) 355-0269